

Coxan toimintaohje koronavirus COVID-19 -tapauksen sairaalahoitoa varten **YLEISVAARALLINEN TARTUNTATAUTI**

VÄLINEHUOLLON OHJEISTUS

ayl Saara Ketola
Oh Eeva Nieminen

Leikkauksen päätyttyä käytetyt instrumentit kääritään salissa instrumenttipöytien liinoin tiiviisiin paketteihin. Pöytää ei ole tarvetta peittää ylimääräisellä liinalla. Paketin päälle kirjoitetaan SALI 4 sekä monesko homma salissa (esim. 4/1) JA COVID-infektio. Geminiin kirjataan tieto infektiosta. Sali soittaa pöydistä välinehuoltoon 78158, jolloin välinehuoltaja menee pöytiä leikkaussalin ovelle vastaan. Hän jatkaa erillisohjeen mukaan välineiden käsittelyä.

INFEKTIOINSTRUMENTTIEN KÄSITTELY PESUSSA

- suojavaatteet (infektio suojatakki, hengityssuoja ja suojakäsineet)
- pesuhäkki valmiiksi pesukoneeseen
- siirrä salista tullut pöytä pesukoneen viereen
- esikäsittele instrumentit tarvittaessa salipöydällä.
- tölkkiin vettä ja harja onteloisia varten.
- instrumentit nostetaan joko suoraan koneeseen Dekon pesuhäkkiin tai Mielen pesuhäkkiin joka on omalla kuljetusalustallaan. EI KONTAMINOIDA pesualtaita
- lopuksi laita tölkki ja harja myös koneeseen
- kääri leikkausliinat salipöydän päältä varovasti niin ettei liinan sisäpuoli KONTAMINOI ympäristöä laita jätessäkkiin
- varovasti poista infektio suojatakki, sitten suojakäsineet, viimeisenä poista hengityssuoja
- MUISTA KÄSIHUUHDE!
- säkki laitetaan säkin suu kiinnipyöräytettynä (ei suljettuna) sairaalahuoltajien jätekuiluun
- KÄSIHUUHDE!
- ilmoita pakkaamon puolelle infektio koneesta (salissa Geminiin merkintä, että tiedetään että salista tulleet instrumentit = INFEKTIO)
- pyyhi pöytä ERISAN OXY+